

NEU!

Ci Knee

Rahmenorthese zur Führung
und Stabilisierung mit
Extensions-/Flexionsbegrenzung

HMV NR. : 23.04.03.3073

| | Links | | Rechts |
|----|--------|----|--------|
| S | 652001 | S | 652006 |
| M | 652002 | M | 652007 |
| L | 652003 | L | 652008 |
| XL | 652004 | XL | 652009 |

Die Ci Knee Orthese wurde entwickelt, um verschiedene Arten von Instabilitäten (z.B. Kreuzband- und Meniskusverletzungen) zu behandeln. Sie stärkt das Selbstvertrauen des Patienten bei erhöhten Mobilitätsansprüchen. Die doppelte Strebenkonstruktion hilft, die Kniestabilität zu erhalten, während Flexions-/ Extensionsbegrenzungen einfach am Gelenk eingestellt werden können, um den erlaubten Bewegungsumfang zu kontrollieren.





Einfaches An- und Ablegen
Schnellverschlüsse ermöglichen ein einfaches An- und Ablegen der Orthese.



Doppelte Strebenkonstruktion
Zweifach Gelenke sorgen für erhöhte Stabilität.



Fortschrittliches Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität
Bietet Stabilität und Unterstützung bei Bandverletzungen (vorderes und hinteres Kreuzband) und anderen Instabilitäten.



Flexion/Extension Anpassung
Einfache Kontrolle des erforderlichen Bewegungsumfanges.



| Größe | Oberschenkel | Wade |
|-------|---------------|--------------|
| S | 39-47 cm | 30,5-35,5 cm |
| M | 47-53,25 cm | 35,5-40,5 cm |
| L | 53,25-59,5 cm | 40,5-47 cm |
| XL | 59,5-67,25 cm | 47-50,75 cm |

| Produktinformation | | Art.-Nr. |
|--|--------|---|
| Ci Knee, Gurtzubehör Set – S | 652120 | Ci Knee, Gurtzubehör Set – M 652121 |
| Ci Knee, Gurtzubehör Set – L | 652122 | Ci Knee, Gurtzubehör Set – XL 652123 |
| Ci Knee, Ersatzpolster Set – S | 652125 | Ci Knee, Ersatzpolster Set – M 652126 |
| Ci Knee, Ersatzpolster Set – L | 652127 | Ci Knee, Ersatzpolster Set – XL 652128 |
| Ci Knee, Extension/Flexion Stop Rahmen | 652130 | Aspen Schnellverschluss Set 651130 |
| Aspen Knie Anti-Rutsch-Hautüberzug | | 651111 |