

Jura Ruheschiene



Handgelenkorthese mit Finger- und Daumenfixierung zur Immobilisierung.

HMV Nr. 23.07.02.3023

Die Jura Ruheschiene ist eine Orthese zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung. Sie ist aus einem festem, unelastischem, textilem Material gefertigt, umschließt das Handgelenk, die Mittelhand und einen Teil des Unterarms sowie Finger und Daumen. Durch eine starre Verstärkung, die über den Fingermittelgelenken und dem handgelenksnahen Unterarm reicht, werden Handgelenk, Daumengelenk und Fingergrundgelenke vollständig ruhiggestellt. Der abnehmbare Bezug ist voll gepolstert und bietet sehr hohen Tragekomfort. Der einstellbare und abnehmbare Klettverschluss ermöglicht die individuelle Einstellbarkeit der Orthese.

Indikationen:

- Präoperativ/Postoperativ
- Posttraumatisch
- CTS
- Neurologische Verletzungen und Erkrankungen
- Entzündliche, rheumatische Erkrankungen (Arthritis)
- Degeneration
- Behandlung nach stabiler Fraktur
- Verletzungen und Erkrankungen der Weichgewebe

Größe	Handgelenkumfang
XS	11.5cm - 13cm
S	14cm - 15cm
M	16.5cm - 18cm
L	20cm - 21.5cm
XL	23cm - 24cm

Größe	Art-Nr. links - gepolstert	Art-Nr. rechts - gepolstert	Art-Nr. links - einfaches Futter	Art-Nr. rechts - einfaches Futter
XS	JRS/12	JRS/22	JRSE/12	JRSE/22
S	JRS/13	JRS/23	JRSE/13	JRSE/23
M	JRS/15	JRS/25	JRSE/15	JRSE/25
L	JRS/17	JRS/27	JRSE/17	JRSE/27
XL	JRS/18	JRS/28	JRSE/18	JRSE/28