

Aspen QuikDraw™ PRO

HMV. Nr.: 23.14.04.0015

Die Aspen QuikDraw™ PRO wurde entworfen, um die Stabilisierung des Oberkörpers zu verstärken und die überbeanspruchten Muskeln gezielt zu kräftigen, damit die Bewegungsfreiheit wiedererlangt werden kann. Die anatomisch wirksame SlickTrack™-Zugvorrichtung ermöglicht es den Patienten, die Kompression im oberen und unteren Teil des Körpers leicht zu handhaben und eine gezielte Behandlung direkt im Lendenwirbelbereich einzuleiten, um die ermüdeten Muskeln, die Krämpfe und Schmerzen verursachen, zu entlasten.



Aspen Schmerztherapie-Orthesen sind nachweislich wirksam bei der Förderung von Rumpfstabilität




Die Forschungsergebnisse belegen, dass starre LWS-Orthesen eine erheblich effektivere Rumpfstabilisierung erzielen als elastische Produkte,^{1,2,3} was ein Schlüsselfaktor bei der Linderung von Muskelkrämpfen ist, die Schmerzen verursachen können. Eine verbesserte Rumpfstabilität reduziert die Belastung der überbeanspruchten Muskeln,⁴ damit verspannte und ermüdete Muskeln entspannen können. Aspen Untere Wirbelsäule Orthesen sind von der Konstruktion her starr, gestützt auf jahrelange innovative Forschung und Entwicklung.

1. Morrisette DC, Cholewicki J, Logan S, Seif G, McGowan S. "A randomized clinical trial comparing extensible and inextensible lumbosacral orthoses and standard care alone in the management of lower back pain." *Spine*. 2014.
2. Cholewicki J, Lee AS, Reeves NP, Morrisette DC. "Comparison of trunk stiffness provided by different design characteristics of lumbosacral orthoses." *Clinical Biomechanics*. 2010.
3. Cholewicki J, Reeves NP, Everding VQ, Morrisette DC. "Lumbosacral orthoses reduce trunk muscle activity in a postural control task." *Journal of Biomechanics*. 2007.
4. van Dieen JH, Selen LPJ, Cholewicki J. "Trunk muscle activation in low-back pain patients, an analysis of the literature." *Journal of Electromyography and Kinesiology*. 2003.

Gestützt auf 25 Jahre forschungsorientiertes Design ist Aspen Medical Products bestrebt, innovative Produkte unter Verwendung hochwertigster Materialien zu entwickeln und unzähligen Patienten zu helfen, zu den Aktivitäten des täglichen Lebens zurückzukehren. Die Mehrzahl der Anwender vertraut auf Aspen-Produkte, daher sind Qualität und Leistung für uns wichtig. Wenn Sie Aspen-Produkte kaufen, vertrauen Sie darauf, dass Sie nicht nur die beste Wirbelsäulenorthese auf dem Markt erwerben, sondern auch einen erstklassigen Support und Service erhalten.

Das Aspen Advantage Symbol

Eine innovative Zukunft verfügbar nur bei Aspen



Effektive anatomische Kompression

Die von Aspen patentierte 4:1-Zugvorrichtung ermöglicht dem Patienten eine unabhängige Anpassung des oberen und unteren Teils der Orthese, um eine lokalisierte Kompression dort zur Verfügung zu stellen, wo sie benötigt wird.

Konische Endstücke

Ermöglichen eine optimale Anpassung an breitere Bauchformen und Hüften für eine individuelle Passform.

Zuverlässige strukturelle Integrität

Das 3-Gurt-System und die integrierten vertikalen Streben bieten Stabilität und strukturelle Integrität und ermöglichen im Bedarfsfall die gewünschte Flexibilität.



Individuelle Stützfunktion

Beim Festziehen schmiegen sich die festen aber dennoch flexiblen Rückenplatten perfekt an die Lordose des Patienten und sorgen so für eine wirksame Stützfunktion.



RIGIDE ANTERIORE PLATTE (RAP)

ASPEN QUIKDRAW PRO

Erhöhte anteriore Unterstützung

Die Rigide Anteriore Platte (RAP) kann als Zubehör einfach an der QuikDraw PRO Orthese für eine zusätzliche Unterstützung angebracht werden.

Aspen QuikDraw[®] PRO

X-Small - schwarz - 53-69 cm (21-27")	993081	Large - schwarz - 91-107 cm (36-42")	993031	X-Small - weiss - 53-69 cm (21-27")	993080	Large - weiss - 91-107 cm (36-42")	993030
Small - schwarz - 66-81 cm (26-32")	993011	X-Large - schwarz - 104-119 cm (41-47")	993041	Small - weiss - 66-81 cm (26-32")	993010	X-Large - weiss - 104-119 cm (41-47")	993040
Medium - schwarz - 79-94 cm (31-37")	993021	XX-Large - schwarz - 117-145 cm (46-57")	993091	Medium - weiss - 79-94 cm (31-37")	993020	XX-Large - weiss - 117-145 cm (46-57")	993090
Bauchpelotte - Regular schwarz	993200	Bauchpelotte - Large schwarz	993201	Bauchpelotte - Regular weiss	993100	Bauchpelotte - Large weiss	993101
QuikDraw Erweiterungsgurt - schwarz	993061			QuikDraw Erweiterungsgurt - weiss			993060
Kälte - Therapie (Gel-Pad)							993005